

Aspiration des sécrétions nasopharyngées

- Anticiper
- Préparer
- Procéder
- Préparer le matériel
- Régler le régulateur de pression de l'appareil à succion
- Connecter le cathéter à la tubulure d'aspiration
- Positionner votre enfant
- Vérifier le niveau de pression de l'appareil et lubrifier le cathéter
- Insérer le cathéter
- Aspirer les sécrétions
- Rincer le cathéter
- Répéter l'aspiration au besoin
- Nettoyer le cathéter
- Entreposer le matériel
- Récupérer